

Rahat ve
Güvende
Hissedin...



B-Fix **Mesane Askı Seti**

“

Midüretal askı (MUS) stres tipi idrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde kullanılır. Transobturator (TOT) ve Retropubik (TVT) yaklaşımlarla kullanılabilir. Ameliyattan sonra yedi güne kadar gerginlik ayarı yapılabilir. Hastanın idrar kaçırma yakınması, üretra altından geçirilerek askıya alıp desteklemek amacıyla implante edilen ince 'mesh' şerit ile düzeltilmektedir.

- Daha iyi bir performans ve güvenli uygulama için geliştirilmiş patent koruması altında tasarım
- Post operatif, minimal invaziv ayarlamayı mümkün kılan tasarım
- Yerleşim öncesinde 'mesh' şeritin dış ortamla temasını engelleyen PE kılıf
- Uygulama sırasında trokar ile 'mesh' arasındaki zorunlu bağlantıyı ortadan kaldıran tasarım

B-Fix Mesane Askı Seti

Mesane Askı Seti retropubik yerleşimde (TVT) yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarıya, transobturator (TOT) yerleşimde içten dışa veya dıştan içe olmak üzere klinikte kullanılan 4 yöntem için uygulama imkanı sunmaktadır.



Tip 1,
polipropilen,
makroporlu ve
**hipoelastik
mesh**

Kolayca ayrılabilen
perfore kılıf

**Patentli
tasarım**

**Hastaya
özel
minimal invaziv
ayarlanabilirlik**

TROKAR TASARIMI

- Tercih edilen girişim yöntemine göre plastik saplı trokar seçenekleri isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
- Ergonomik trokar tutmaç tasarımı sayesinde girişim sırasında hassas ve optimal kontrol sağlanır.
- Trokar medikal kullanıma uygun 3.5 mm paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Set içinde bulunan trokarın, trokar kılavuzları ile kullanılması, giriş manevraları sırasında kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca hastada doku hasarını önleyerek hasta için ek güvenlik oluşturur.

Güvenli,
ergonomik, optimal
kullanım kolaylığı
sağlayan **trokar
tasarımı**

AYARLANABİLİRLİK

- Mesane Askı Seti, ayarlanabilir askı sistemi sayesinde cerrahi girişim sonrasında 7 güne kadar minimal invaziv yöntemle hastanın gereksinimine göre indirme/yükseltme işlemlerine olanak sağlar.
- Ayarlama özelliği için set içinde yer alan polipropilen sütürler kullanılır.
- Postoperatif ayarlama işlemi için sütür uçları PVC hortumların içinde saklanarak hazır hale getirilir



Ayarlama
Sistemi



Trokar
Kılavuzları







B-Fix Mesane Askı Seti

- Tip 1, %100 monofilament polipropilen
- Makropor (>75 µm) gözenekler sayesinde optimum doku entegrasyonu
- Gerilmeye karşı dirençli, düşük elastikiyet
- Hafif
- Travma oluşturmeyen kenar yapısı,
- 1.2 cm genişliğinde, 30 cm uzunluğunda 'mesh'

B-Fix Mesane Askı Seti

Ref	Trokar
640 0100 1	Trokarsız
640 0201 1	Düz TOT Trokar-I ile 
640 0301 1	TVT Trokar-I ile 
640 0401 1	Helikal TOT Trokar-I ile 